



Hogar Camas SOLAZ








Imágenes no contractuales




Solaz es una cama asistencial eléctrica que puede utilizarse a la vez como cama **baja**. Cuenta con una elevación máxima de 80 cm hasta la parte superior de la cama y mínima de 40 cm.

Regulación eléctrica: Mando cableado con único mando para carro y cama, contando con una motorización alemana de alta calidad IPX4.

Lamas extra anchas: El somier de la cama Solaz cuenta con unas lamas extra anchas, lo que ofrece un añadido de firmeza para encamados con sobre peso.

Descripción de producto	Referencia
Cama asistencial	SOLAZ
Especificaciones técnicas	
Altura (Superior somier suelo)	40 a 80 cm. 
Largo	202 cm.
Ancho	92 - 107 cm.
Colchón	90 cm. x 195 x 14 cm.
Peso de la cama	
Carga máxima (paciente)	135 Kg.
Regulación eléctrica	Mando cableado con bloqueo.
Flexión de rodilla regulable	Electricamente 12°. 
Reposo de la cabeza regulable	Electricamente 70°. 
Reposapiés regulable	Electricamente 20°. 
Inclinación	No. 
Barandilla	2 metálicas.
Incorporador	Instalable en izquierda o derecha.
Frenos	4 independientes en rueda.
Kit de transporte	No
Cabecero y piecero	Madera
Instalar y desmontar	Fácil
Garantía	
Partes metálicas	2 años.
Partes madera	2 años.
Partes eléctricas	2 años. Batería 6 meses.
Normativa	No

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).



Opciones



Batería de seguridad



Motor carro elevador



Opción barandillas



Lamas extra anchas



4 Ruedas con freno independiente.

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

IPSO
MEDICAL
Pensando en las Personas