



Hogar Camas SOLAZ SLIM








Imágenes no contractuales


Solaz SLIM es una cama articulada con cuatro planos con cuatro patas reforzadas y regulables en cinco alturas. Es una cama que favorece un descanso óptimo para cualquier persona y garantizando la mejor higiene postural.

Regulación eléctrica: Mando cableado con 6 botones para la cama, contando con una motorización alemana de alta calidad IPX4 para el somier.


Lamas extra anchas: El somier de la cama Solaz SLIM cuenta con unas lamas de madera extra anchas con recubrimiento con textura, lo que ofrece un añadido de firmeza.

Descripción de producto	Referencia
Cama asistencial	SOLAZ SLIM
Especificaciones técnicas	
Altura (Superior somier suelo)	31 a 52 cm. 
Largo	190 cm.
Ancho	90 cm.
Colchón	90 cm. x 195 x 14 cm.
Peso de la cama	
Carga máxima (paciente)	135 Kg.
Regulación eléctrica	Mando cableado 6 botones.
Flexión de rodilla regulable	Eléctricamente. 
Reposo de la cabeza regulable	Eléctricamente. 
Reposapiés regulable	Eléctricamente. 
Inclinación	No. 
Barandilla	Opcional, 2 metálicas.
Incorporador	Instalable en izquierda o derecha.
Frenos	No, con patas reforzadas.
Kit de transporte	No.
Cabecero y piecero	Opcional madera.
Instalar y desmontar	Simple, única llave de 17.
Garantía	
Partes metálicas	2 años.
Partes madera	2 años.
Partes eléctricas	2 años.
Normativa	No.

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).



Opciones.



Con pila de seguridad.



Patas 5 alturas.



Opción barandillas



Lamas extra anchas



Opción cabeceros

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

IPSO
MEDICAL
Pensando en las Personas